



**Schicken
Sie Ihre
Reagenzgläser
in den
Ruhestand.**

Neu: Inlabtec Serial Dilution System.


Schneller und bis zehnmal günstiger als serielle Verdünnungen mit Reagenzgläsern.

Der **Serial Diluter** dispensiert die angeschlossene Verdünnungslösung präzise und zuverlässig zur Probe.

Dank den hochreinen und kostengünstigen **Serial Dilution Bags** entfällt die aufwendige Vorbereitung der Reagenzgläser.

Per Tastendruck werden die Proben in den **Serial Dilution Bags** schnell und homogen verdünnt.

Die gebrauchten Bags werden einfach in die **Bag Shell** gestellt oder direkt entsorgt.



Der Serial Diluter ist ein weltweit einzigartiges Gerät für die einfache, schnelle und präzise Durchführung von seriellen Verdünnungen für die Keimzahlbestimmung in der Lebensmittelkontrolle.

**Jetzt Testgerät bestellen:
www.inlabtec.com**

Das bleibt Ihnen erspart

- Reagenzgläser abwaschen, füllen, verschliessen und autoklavieren
- Volumenkontrolle nach dem Autoklavieren
- Lagerung der vorbereiteten Verdünnungsröhrchen
- Hantieren mit Reagenzgläsern und Verschlusskappen beim Pipettieren
- Manuelles Mischen

Das bieten wir Ihnen

- Grosse Zeitersparnis durch den Wegfall der Vorbereitung von Reagenzgläsern
- Automatisches Mischen und Verdünnen per Tastendruck
- Ergonomisches, effizientes Arbeiten
- Zeit- und Kostenersparnisse bereits bei wenig Proben
- Kurze Amortisationszeit

Distributor:

 **INLABTEC**

INLABTEC AG Oberstraße 149 CH-9000 St. Gallen
+41 71 222 48 65 info@inlabtec.com www.inlabtec.com